

6.6.15 Hämatologiebefund

Patientenname, Vorname:	Geburtsdatum: <input type="checkbox"/> f <input type="checkbox"/> m	Blutentnahmedatum:
-------------------------	--	--------------------

Hämatogramm

Lc		4.0-10.0 G/l	Hb		120-180 g/l	MCH		27-32 pg
Tc		150-400 G/l	Hk		0.37-0.53 l/l	MCHC		315-365 g/l
Ec		4.0-6.0 T/l	MCV		80-100 fl	RDW		< 15%

Leukozyten-Differenzierung (quantitativ), Beurteilung der Leukozyten-Morphologie (qualitativ)

Vorstufen		Reife Blutzellen					Morphologie Neutrophile Granulozyten:	
Blasten	%	Neutrophile gesamt			G/l	1.6-7.4 G/l	Kerne: <input type="checkbox"/> normalsegmentiert <input type="checkbox"/> übersegmentiert	
Promyelozyten	%	Stabkernige N.	%	<16 %				
Myelozyten	%	Segmentkernige N.	%	40-62 %			Granula: <input type="checkbox"/> fein	
Metamyelozyten	%	Eosinophile	%	<5 %	G/l	<0.4 G/l	<input type="checkbox"/> mittel <input type="checkbox"/> grob	
		Basophile	%	<2 %	G/l	<0.15 G/l	Zytoplasma: <input type="checkbox"/> normal	
		Monozyten	%	2-12 %	G/l	0.1-1.2 G/l	<input type="checkbox"/> Vakuolen <input type="checkbox"/> basophile Schlieren	
		Lymphozyten	%	20-48 %	G/l	0.8-5.0 G/l		

Morphologie Lymphozyten:		
<input type="checkbox"/> typische Lymphozyten (standard, leicht aktiviert und LGL)		
<input type="checkbox"/> atypische Lymphozyten (falls atypisch weiter beurteilen)		
Zellgrösse:		
<input type="checkbox"/> klein	<input type="checkbox"/> mittel	<input type="checkbox"/> gross (>20 µm)
Kerne:		
<input type="checkbox"/> rund	<input type="checkbox"/> oval	<input type="checkbox"/> gebuchtet
Zytoplasma:		
<input type="checkbox"/> schmal	<input type="checkbox"/> breit	
<input type="checkbox"/> hell basophil	<input type="checkbox"/> dunkel basophil	

Beurteilung der Thrombozyten:	
Grösse:	
<input type="checkbox"/> normal (1-3 µm)	<input type="checkbox"/> Makro-Tc (4-7µm)
<input type="checkbox"/> Riesen-Tc (>7µm)	<input type="checkbox"/> Anisozytose
Anordnung:	
<input type="checkbox"/> isoliert	<input type="checkbox"/> in Haufen
<input type="checkbox"/> grosse Aggregate (EDTA-Verträglichkeit abklären)	
Granulation:	
<input type="checkbox"/> normal granuliert	<input type="checkbox"/> wenig / nicht granuliert

Erythrozytenbeurteilung semiquantitativ (+-+++) bzw. qualitativ (ankreuzen)

Grösse: (+-+++)	Füllung: (+-+++)	Form: (+-+++)	Strukturen:	kernhaltige Vorstufen:
(RDW, MCV)	(MCH, MCHC)	Poikilozytose	basophile Punktierung:	Erythroblasten/100 Lc
Anisozytose	normochrom	Targetzellen	<input type="checkbox"/> fein	
Normozyten	Hypochromasie	Ovalozyten	<input type="checkbox"/> grob	
Mikrozyten				
Makrozyten	Farbe:			
	Polychromasie		Howell-Jolly-Körperchen	
Megalozyten				

Gesamtbeurteilung Hämatologiebefund:

Hinweis: Resultat falls ausserhalb des Referenzwertes mit Leuchtstift markieren

Datum, Unterschrift: